

# new BiosonYc

New Biosonyc es un equipo de ultrasonidos con cabezal dual de 1 y 3 MHz. Contiene programas prefijados para las aplicaciones más comunes y programas libres. Ahora con un nuevo diseño más actual y mucho más ligero.

## Programas terapéuticos

### 1 MHz

1. Atrofia ósea
2. Callo óseo
3. Osteitis y periostitis
4. Retrasos de osificación
5. Artritis- artrosis
6. Rigideces articulares
7. Distorsiones
8. Lumbalgia
9. Mialgia
10. Espasmos musculares
11. Desgarros
12. Contracturas
13. Contusiones
14. tenosinovitis
15. Tenovaginitis
16. Epicondilitis
17. Periartritis
18. Bursitis
19. T. Continuo 1
20. T. Continuo 2
21. T. Pulsado 1
22. T. Pulsado 2
23. T. Pulsado 3



## Programas estéticos

### 3 MHz

24. Celulitis localizada edematosa
25. Celulitis localizada flácida
26. Celulitis localizada compacta
27. Cel. Difusa edematosa
28. Cel. Difusa flácida
29. Cel. Difusa compacta
30. drenaje linfático local
31. drenaje linfático difuso
32. Adelgazamiento loc. Hombro
33. Adelgazamiento ext. Hombro
34. Forúnculos
35. Granulomas
36. Esclerosis local
37. Esclerosis parav.
38. Verrugas

Cabezal ultraligero y subacuático

## Características técnicas

ALIMENTACIÓN	230V AC 50Hz
FRECUENCIA	1 / 3 MHz
EMISIÓN	Continua, modulada (1/2, 1/5, 1/10)
POTENCIA	0.1 ÷ 3 W/cm2

## Dotación de base:

- Biosonyc
- Cable de alimentación
- Cabezal Dual 1/3 MHz Ø 45 cm
- Gel de ultrasonidos
- Manual de empleo en español
- Maleta de transporte

