


CAMILLA DE MANIPULACIÓN R11



Camilla de manipulación de 2 secciones, de máxima robustez.

Estructura de tubo de acero cuadrado de 30 mm pintada en epoxy color blanco.

Tapicería sin costuras con 2 capas de espuma que le da larga durabilidad.

Respaldo abatible en múltiples posiciones mediante doble sistema de cremalleras.

Agujero facial con tapón.

Dimensiones

Largo: 190 cm

Ancho: 70 cm

Alto: 75 cm

Respaldo: 70 cm

Colores tapicería:



11 NEGRO



12 BLANCO



19 BEIGE



13 GRIS



14 NARANJA



16 VERDE
TURQUESA



18 VERDE
MANZANA



19 ROJO



17 VIOLETA



15 AZUL