

CAMILLA ELÉCTRICA C1040



Camilla de manipulación de dos secciones, regulable en altura eléctricamente mediante mando de mano.

Respaldo abatible con una sola mano, mediante doble sistema manual.

Respaldo con agujero facial y tapón en forma de cojín.

Porta-rollos incorporado.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Incorpora en su base pata con nivelador para salvar posibles irregularidades del suelo.

Dimensiones

Largo: 185 cm

Ancho: 72 cm

Alto: 56 cm mín./ 86 cm máx.

Colores tapicería:



11 NEGRO



12 BLANCO



15 AZUL