

CAMILLA DE RECONOCIMIENTO R815




Camilla de reconocimiento de 2 secciones.

Estructura en tubo de acero cromado redondo de 30 mm

Tapizada en tela vinílica y espuma de alta densidad.

Cabezal abatible en múltiples posiciones mediante sistema de cremallera.

Medidas: 180x60/70/80 cm Altura 75 cm



11 NEGRO



12 BLANCO



19 BEIGE



13 GRIS



14 NARANJA



**16 VERDE
TURQUESA**



**18 VERDE
MANZANA**



19 ROJO



17 VIOLETA



15 AZUL