

ESPALDERA DE MADERA 1 CUERPO



Fabricada en madera barnizado natural

Consta de dos laterales macizos y catorce barras transversales ovaladas que encajan en los anteriores.

Las barras transversales se posicionan a distintas distancias de la pared para facilitar la ejercitación. Las dos barras superiores dejan un espacio con las doce primeras y se sitúan formando un símil de la estructura de un autopasivo, para poder combinar diferentes ejercicios

Medidas

Alto: 230 cm

Ancho: 90 cm

Fondo inferior: 20 cm

Fondo superior: 30 cm

Distancia entre barras: 10 cm

Distancia entre barra 12 y 13: 45 cm

