

# ESPIRÓMETROS DATOSPIR MICRO



### Principales características: \*

- 3 modelos acorde a sus necesidades
- Cumple con las últimas recomendaciones de ERS/ATS
- Funcionamiento en modo clínico o domiciliario
- Base de datos interna >1000 pruebas con gráficos
- Programa para el control de la calidad de las pruebas
- Exportación de pruebas a otros sistemas de gestión
- Conexión a PC mediante USB y Bluetooth
- Conexión a impresora externa a través de USB
- Dispone de código PIN
- Pantalla Táctil (Tipo PDA)

\*ver configuraciones.

### TRANSDUCTOR:

El **DATOSPIR MICRO**, dispone de un nuevo transductor tipo turbina volumétrica bidireccional, desmontable para su limpieza y esterilización. La rotación se realiza sobre cojinetes de zafiro para obtener una alta reproducibilidad y duración.

### COMUNICACIONES:

Una de las grandes cualidades del **DATOSPIR MICRO**, es su sistema de comunicaciones con otros medios, que le permite:

- Transferir datos de chequeo del equipo.
- Actualizar software interno.
- Transferir las pruebas de un paciente a un ordenador.
- Exportar pruebas de pacientes a otros sistemas.

Las comunicaciones, según la configuración, se pueden realizar a través de los siguientes canales:

- Conexión directa USB a ordenador.
- Conexión directa USB a impresora externa.
- Bluetooth Canal serie RS232.

Configuración según modelo	A	B	C
Transductor TURBINA	■	■	■
Conexión PC USB	■	■	■
Maleta de Transporte	■	■	■
Conexión PC - RS232	●	●	●
Broncodilatación	■	■	■
Software Espirometría W20 Versión Demo	■	■	■
Guía rápida del manual de uso	■	■	■
Base de datos >1000 Pruebas con gráficos	●	■	■
Conexión impresora externa USB	■	●	■
Firmware Diagnóstico	●	●	■
Módulo Bluetooth	●	●	●
Adaptador PC Bluetooth	●	●	●
Módulo Pulsioximetría	---	●	●
Software Espirometría W20s	●	●	■
Software Pulsioximetría W20s	---	●	●
Software Broncoconstricción W20s	●	●	●
Cargador 4 baterías	●	●	●

■ ESTÁNDAR ● OPCIONAL

