

MESA DE MANOS MADERA



Estructura y tablero de madera barnizado natural.

Complementos de madera barnizado natural y acero con acabado en epoxy.

Mesas de ejercitación diseñada para su uso en distintas posturas y por varias personas a la vez.

Patas terminadas en conteras antideslizantes.

Consta de

- Rueda de inercia regulable provista de rodamientos para evitar ruidos innecesarios
- Apoyabrazos regulable en altura y profundidad
- Pronosupinador provisto de rodamientos para evitar ruidos innecesarios
- Flexoextensor
- Juego de pelotas para digitoterapia
- Juego de tornillos con muelle para digitoterapia

Dimensiones

- Altura suelo-tablero: 82 cm
- Altura: 130 cm
- Largo: 130 cm
- Ancho: 60 cm

