

TABURETES GAMA ECONOMY



Taburete de altura regulable mediante pistón de gas, con ruedas.

- Asiento de 34 cm de diámetro. fabricado con goma espuma extradura de 30 kg /cm² y tapizado en skay de gran calidad. Resistente a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Impermeable. Ignifugo M2 y lavable.
- Colores disponibles
- Estructura giratoria.
- Elevación a gas por palanca lateral.
- Pistón de acero pintado en negro. Altura mínima: 44 cm / Altura máxima: 57 cm.
- Base negra de P.V.C. y fibra de vidrio de 54 cm.
- 5 ruedas de 50 mm.

Dimensiones:

- Medidas: 54 x 54 x 44/57 cm

- Peso: 6 kg

Colores:

