

TENS TN-20



TENS digital de 2 canales con 5 modos de funcionamiento: constante, BURST 1, BURST 2, modulada 1 y modulada 2.

Características técnicas

Alimentación:	2 baterías alcalinas de 1,5 V
Intensidad de corriente:	0-150 mA
Frecuencia:	1-150 Hz
Anchura de onda:	50 a 250 ms
2 formas de onda:	Simétrica bifásica rectangular y monofásica rectangular
Número de canales:	2 independientes
Programador de tiempo:	Continuo, 15, 30, 45, 60 y 90 minutos
Sistema de bloqueo	
Apagado automático	

Dotación de base

- Estuche contenedor
- 4 electrodos adhesivos 4x4 cm
- 2 baterías de 1,5V
- 2 cables de salida
- Manual de instrucciones

