

# ultrasonidos SonoViT

Sonovit es un equipo de ultrasonidos con cabezal dual de 1 y 3 MHz.  
Contiene programas prefijados para las aplicaciones más comunes y programas libres.  
Con diseño portátil y ligero.  
Funcionamiento a red eléctrica y batería.

## Lista de Programas

1. Atrofia ósea
2. Callo óseo
3. Retrasos de osificación
4. Osteitis y periostitis
5. Artritis- artrosis
6. Rigidez articular
7. Distorsiones
8. Lumbalgia
9. Mialgia
10. Espasmos musculares



11. Desgarros
12. Contracturas
13. Contusiones
14. Tenosinovitis
15. Tenovaginitis
16. Tendinitis
17. Periartritis
18. Bursitis
19. Dolores agudos
20. Dolores crónicos

Cabezal ultraligero  
y subacuático

## Características técnicas

ALIMENTACIÓN	230V AC 50Hz
BATERÍA	Batería recargable NiMH
FRECUENCIA	1 / 3 MHz
EMISIÓN	Continua, modulada (1/2, 1/5, 1/10)
POTENCIA	0.1 ÷ 3 W/cm2

## Dotación de base:

Sonovit  
Cable de alimentación  
Cabezal Dual 1/3 MHz Ø 45 cm  
Gel de ultrasonidos  
Manual de empleo en español  
Maleta de transporte

