

## CAMILLA ELÉCTRICA E8C / HIDRÁULICA H8C



Camilla manipulación de dos secciones, regulable en altura hidráulica o eléctricamente mediante mando de pie.

Cabezal abatible con una sola mano, mediante doble sistema de cremalleras, con agujero facial y tapón.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Incorpora en su base pata con nivelador para salvar posibles irregularidades del suelo.

Medidas: 190x70 cm

### Colores tapicería:



11 NEGRO



12 BLANCO



19 BEIGE



13 GRIS



14 NARANJA



16 VERDE  
TURQUESA



18 VERDE  
MANZANA



19 ROJO



17 VIOLETA



15 AZUL