


CAMILLA ELÉCTRICA E8R / HIDRÁULICA H8R



↑
47 a 86 eléctrica
47 a 86 hidráulica



Camilla manipulación de dos secciones, regulable en altura hidráulica o eléctricamente mediante mando de pie.

Cabezal abatible con una sola mano, mediante doble sistema de cremalleras, con agujero facial y tapón.

Sistema de ruedas desbloqueable para facilitar su traslado.

Incorpora en su base pata con nivelador para salvar posibles irregularidades del suelo.

Medidas: 190x70 cm

Colores tapicería:



11 NEGRO



12 BLANCO



19 BEIGE



13 GRIS



14 NARANJA



16 VERDE
TURQUESA



18 VERDE
MANZANA



19 ROJO



17 VIOLETA



15 AZUL