

SILLÓN GINECOLOGÍA ELÉCTRICO G16/ GT16



Camilla ginecológica de tres secciones elevable en altura eléctricamente con mando manual.

Construida en acero cromado y pintado en epoxi color blanco.

Tapizado en tela vinílica y goma espuma de alta densidad.

Respaldo abatible mediante pistón de gas.

Piecero abatible mediante sistema manual guiado.

Posición de Trendelenburg accionable mediante pistón de gas (GT16).

Asiento con escotadura y bandeja de acero inoxidable.

Juego de perneras con rótula, regulables en altura y orientables.

Base con cuatro niveladores para salvar posibles irregularidades con el suelo.

Colores tapicería:



11 NEGRO



12 BLANCO



19 BEIGE



13 GRIS



14 NARANJA



16 VERDE
TURQUESA



18 VERDE
MANZANA



19 ROJO



17 VIOLETA



15 AZUL

Dimensiones

Largo: 166 cm

Ancho: 60 cm

Alto: 68 cm mín./ 98 cm máx.

Respaldo 86 cm

Asiento 30 cm

Piecero 45 cm

Inclinación respaldo 80°

Inclinación Trendelenburg -
20°