



SILLA DE RUEDAS BARIÁTRICA SENTRA



200
kg
máximo

La silla de ruedas "SENTRA EC" ha sido diseñada para soportar pesos de hasta 200 kg.

- Chasis de acero de carbono con triple cromado.
- Doble tapicería de vinilo para mayor durabilidad y fácil de limpiar.
- Apoyabrazos de escritorio acolchados y extraíbles, proporcionan un confort adicional y permite el acceso a las mesas.
- Ruedas delanteras y traseras macizas sin mantenimiento.
- Disponible en tres anchos de asiento (51, 56 y 61 cm) para adaptarse a las distintas tallas de usuario.

Tabla de medidas y modelos

MODELO	PL75-51	PL75-56	PL75-61
ANCHO ASIENTO	51 cm	56 cm	61 cm
PROFUNDIDAD ASIENTO	41 cm	46 cm	46 cm
ANCHO TOTAL	75 cm	80 cm	85 cm
LARGO	107 cm	107 cm	107 cm
ALTURA ASIENTO	50 cm	50 cm	50 cm
PESO	22 Kg	26 Kg	26 Kg

