

CAMILLA GINECOLÓGICA G3




G3P con perneras G3E con estriberas

Camilla de ginecología de tres secciones.
Estructura cromada.
Tapicería de alta densidad.
Respaldo y piecero abatibles mediante sistema manual.
Asiento con escotadura y bandeja acero inoxidable.
Juego de perneras o estriberas regulables en altura.
Base con cuatro niveladores para nivelación del suelo.

Dimensiones:

largo:	172 cm
ancho:	60 cm
altura:	80 cm
respaldo:	75 cm
asiento:	45 cm
piecero:	50 cm
inclinación respaldo:	75°

Color tapicerías:



Pernera de poliuretano PUR con sistema de rótula orientable en todas las posiciones.

Estribera cromada