

Magneto Box (BH900) MAGNETO TERAPIA

Magneto Box è un'apparecchiatura portatile per terapia con Campi Elettromagnetici Pulsati (C.E.M.P.) a bassa frequenza (E.L.F). Progettata per un uso professionale e domiciliare. Equipaggiata di una valigetta per un facile trasporto.



Electromedicali

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Grande potenza di emissione.
- Semplice regolazione dei parametri.
- Programmi preimpostati per le più comuni patologie.
- Facile posizionamento delle bobine.

SPECIFICHE E DATI TECNICI:

SEGNALE PILOTA DEL CAMPO:	rettangolare.
FREQUENZA:	2 ÷ 750 Hz.
INDUZIONE B MAX:	160 gauss di picco ($\pm 30\%$) sulla singola bobina.
TIMER:	0÷180 min., segnalazione acustica di fine trattamento ed interruzione automatica del funzionamento.
ALIMENTAZIONE:	230 Vac, 50 Hz.
ASSORBIMENTO:	30 VA.
CLASSE DI SICUREZZA:	Il Tipo BF (CEI EN 60601-1).
DIMENSIONE:	13,5X18,5X6 cm centralina, Ø 7,5 cm (cad.) bobine.
PESO:	1 Kg centralina, 250 g (cad.) bobine.



STANDARD ACCESSORIES

- N.2 BOBINE Ø 7,5 cm (A01.00032)
- N.2 CINTURE ELASTICHE 100 cm (F7)
- N.1 MAGNETE (MGN)
- N.1 VALIGETTA CONTENITORE CORREDO MAGNETO (VAL-24/3)

CODICE	REV.
BH900	00



h@bilitation
concept

conforme alle normative
93/42/CEE



