

## CAMILLA GINECOLÓGICA G10P



### Dimensiones

Largo: 172 cm

Ancho: 60 cm

Alto: 80 cm

Respaldo: 90 cm

Asiento: 30 cm

Pieceros: 50 cm

Inclinación respaldo 80º

Camilla ginecológica de 3 secciones.

Estructura pintada en epoxi blanco y cromada. Tapizado con espuma de alta densidad.

Respaldo abatible mediante pistón de gas. Pieceros abatible mediante sistema manual guiado.

Asiento con escotadura y bandeja de acero inoxidable. Asas de sujeción a ambos lados del asiento.

Juego de perneras o estriberas regulables en altura montadas en sistema de correderas regulable horizontalmente.

Base con 4 niveladores para salvar posibles irregularidades del suelo.

### Colores tapicería:



11 NEGRO



12 BLANCO



19 BEIGE



13 GRIS



14 NARANJA



16 VERDE  
TURQUESA



18 VERDE  
MANZANA



19 ROJO



17 VIOLETA



15 AZUL